




AFNAME UROGENITALE CULTUUR

Klinisch beeld	Afname	Aanvraagformulier
Bartholinitis	- Punctievocht in spuit - Wisser met transportmedium (eSwab) van pus uit abces	Aërobe en anaërobe cultuur aanvragen
Neisseria gonorrhoeae	Multipiele site cultuur: wisser met transportmedium (eSwab) van: - cervix - urethra - rectum - pharynx	Noteer duidelijk op aanvraagformulier: ' <i>Gonococ opsporen!</i> Cultuur moet <u>onmiddellijk</u> geënt worden. Verwittig het labo Bacterio telefonisch (7334).
Bacteriële vaginose	Vaginale wisser met transportmedium (eSwab)	Gramkleuring aanvragen, cultuur is minder zinvol.
Candidiasis	Vaginale wisser met transportmedium (eSwab)	Gistcultuur aanvragen.
Strep B kolonisatie	Wisser met transportmedium (LIM Broth): <u>vaginale</u> introitus EN <u>anale</u> sfincter (mag met 1 wisser afgenomen worden)	Enkel bij zwangeren (37 weken) en alleen aanrijking Strep B aanvragen. Een gewone cultuur kan hierop niet uitgevoerd worden.
Trichomonas	Vaginale wisser met transportmedium (eSwab)	RMO (rechtstreeks microsc. onderzoek) aanvragen
Aërobe vaginitis	Vaginale wisser met transportmedium (eSwab)	Aërobe cultuur aanvragen
Chlamydia trachomatis (PCR)	Cervicale of vaginale wisser met transportmedium (eSwab) Min. 10 seconden rond draaien	PCR Chlamydia gebeurt in combinatie met PCR gonococcen: beide aanduiden op het aanvraagformulier aub.
Herpes (PCR)	Eerst mucus/etter verwijderen! Met wisser op de bodem van het letsel wrijven (vocht uit blaasjes) (eSwab of UTM) <u>OF</u> met fijne naald & spuit vocht opzuigen uit blaasjes	
HPV (PCR)	Cervicale wisser met transportmedium (eSwab)	
PID - salpingitis	- Peritoneaal vocht in spuit - Wisser met transportmedium van cervix en/of endometrium (eSwab)	Denk ook aan C. trachomatis en N. gonorrhoeae.

WAT IS MOGELIJK OP WELKE WISSER ?

	<p>eSwab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wondvocht cultuur - Urogenitale cultuur (gonococ, gisten,...) - PID - Trichomonas - PCR Chlamydia, gonococ, Herpes, e.a. - Sneltesten (strep A) (keel) - MRSA screening (neus-keel-perineum) - CPE screening (rectaal) <p>Voor ♂ urether cultuur: gebruik de fijne wisser uit een UTM set en steek deze wisser in een eSwab medium.</p> <p>eSwab is verkrijgbaar via economaat.</p>
	<p>UTM met fijne wisser (voor nasofarynx & ♂ urether) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCR Chlamydia, gonococ, Herpes, Influenza, e.a. <p>Voor ♂ urether cultuur: gebruik de fijne wisser uit een UTM set en steek deze wisser in een eSwab medium.</p> <p>UTM set is verkrijgbaar in het lab</p>
	<p>LIM Broth :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screening strep B (rectovaginale wisser) <p>LIM Broth is verkrijgbaar via economaat</p>